

33690000-3 Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви для проведення досліджень крові у пацієнтів із захворюваннями нирок, 29 найменувань)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Лабораторні реактиви для проведення досліджень крові у пацієнтів із захворюваннями нирок, 29 найменувань:

найменування 1 - Комбіновані панелі МікроСкан БрейкПойнт для ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків грампозитивних мікроорганізмів, тип 33, або еквівалент (50419 Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), набір) - 33 пачки.

Спеціальні вимоги:

Повинен бути призначений для визначення чутливості і/або для ідентифікації на рівні видів швидкозростаючих аеробних і факультативних грампозитивних коків, деяких вибагливих аеробних грампозитивних коків.

Об'єм фасування: 20 шт. в упак.

найменування 2 - Комбіновані панелі МікроСкан для ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків грамнегативних мікроорганізмів, тип 83, або еквівалент (50417 Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), набір) - 72 пачки.

Спеціальні вимоги:

Повинен бути призначений для визначення чутливості аеробних і факультативно анаеробних грамнегативних бактерій до антибактеріальних препаратів і (або) їх ідентифікації до рівня виду.

Об'єм фасування: 20 шт. в упак.

найменування 3 - Панелі МікроСкан для визначення чутливості до антибіотиків стрептококів, тип 6, або еквівалент (59193 Стрептоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) - 1 пачка.

Спеціальні вимоги:

Повинен бути призначений для визначення чутливості до антибіотиків стрептококів.

Об'єм фасування: 20 шт. в упак

найменування 4 - Панелі МікроСкан для швидкої ідентифікації грамнегативних мікроорганізмів, тип 4, або еквівалент (50417 Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), набір) - 4 пачки.

Спеціальні вимоги:

Повинен бути призначений для швидкої ідентифікації грамнегативних мікроорганізмів.

Об'єм фасування: 20 шт. в упак

найменування 5 - Панелі МікроСкан для швидкої ідентифікації грампозитивних мікроорганізмів, тип 2, або еквівалент (50419 Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізолюваний штам IVD (діагностика in vitro), набір) - 3 пачки.

Спеціальні вимоги:

Повинен бути призначений для швидкої ідентифікації грампозитивних мікроорганізмів

Об'єм фасування: 20 шт. в упак

найменування 6 - Панелі МікроСкан для швидкої ідентифікації дріжджів, або еквівалент (30666 Ідентифікація IVD (діагностика in vitro), набір для диференціювання та/або ідентифікації кількох видів культури Candida / дріжджів)) - 2 пачки.

Спеціальні вимоги:

Повинен бути призначений для швидкої ідентифікації та виявлення дріжджів та дріжджіподібних мікроорганізмів.

Об'єм фасування: 20 шт. в упак

найменування 7 - Панелі МікроСкан для ідентифікації гемофілів та нейсерій, або еквівалент (50423 Множинні мікроорганізми родини Гемофілії/Нейсерії, ізолюваний штам IVD (діагностика in vitro), набір) - 1 пачка.

Спеціальні вимоги:

Повинен бути призначений для швидкої ідентифікації та виявлення мікроорганізмів родини Neisseria та Haemophilus.

Об'єм фасування: 20 шт. в упак

найменування 8 - Панелі МікроСкан для швидкої ідентифікації анаеробів, або еквівалент (50413 Множинні анаеробні мікроорганізми, ізолюваний штам IVD (діагностика in vitro), набір) - 1 пачка.

Спеціальні вимоги:

Повинен бути призначений для швидкої ідентифікації та виявлення анаеробних бактерій.

Об'єм фасування: 20 шт. в упак

найменування 9 - Комплект МікроСкан РЕНОК для перенесення інокуляту-Д, або еквівалент (61712 Інокуляція мікробіологічного зразка/пристрій для штрихування IVD (діагностика in vitro)) - 18 компл.

Спеціальні вимоги:

Повинен бути призначений для регідrataції і інокуляції планшетів.

Об'єм фасування: 240 штук в упаковці.

найменування 10 - Пептидаза МікроСкан, 250 мл, або еквівалент (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка PYR - 2 краплі).

Об'єм фасування: 250 мл.

найменування 11 - Альфа Нафтол МікроСкан, 1,5 г, або еквівалент (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)) - 8 шт.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка VP - 1 крапля).

найменування 12 - Хлорид заліза МікроСкан, 10%, 250 мл, або еквівалент (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка TDA - 1 крапля).

Об'єм фасування: 250 мл.

найменування 13 - Реагент Ковача МікроСкан, 250 мл, або еквівалент (43720 Реагент індолу/Ковача для мікробіологічного тесту, IVD (діагностика in vitro)) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка IND - 3 краплі).

Об'єм фасування: 250 мл

найменування 14 - Диметил-альфанафтіламін МікроСкан, 0,5%, 250 мл, або еквівалент (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка NIT - 1 крапля).

Об'єм фасування: 250 мл.

найменування 15 - Гідроксид калію МікроСкан, 40%, 250 мл, або еквівалент (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка VP - 1 крапля).

Об'єм фасування: 250 мл.

найменування 16 - Сульфанілова кислота МікроСкан, 0,8%, 250 мл, або еквівалент (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка NIT - 1 крапля).

Об'єм фасування: 250 мл.

найменування 17 - Мінеральне масло МікроСкан, 250 мл, або еквівалент (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)) - 8 шт.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись для нашарування масла для проведення біохімічної реакції. (лунки ARG і URE по 3 краплі).

Об'єм фасування: 250 мл.

найменування 18 - Система для інокуляції МікроСкан Промпт-Д, або еквівалент (15155 Інокуляційна петля IVD (діагностика in vitro)) - 43 пачки.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись для інокуляції бактерій.

Об'єм фасування: 60 шт. в упак.

найменування 19 - Вода для посіву МікроСкан, 3 мл, або еквівалент (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)) - 7 шт.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись для підготовки інокулята методом первинної інокуляції. Об'єм фасування: 3 мл.

найменування 20 - Вода для посіву з плуроніком МікроСкан, 25 мл, або еквівалент (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись для підготовки інокулята методом первинної інокуляції.

Об'єм фасування: 25 мл.

найменування 21 - Розчин хлориду натрію для інокуляції МікроСкан, 3 мл, або еквівалент (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись в процесі зчитування даних при повторному проведенні тесту.

Об'єм фасування: 3 мл.

найменування 22 - Бульйон Мюллера-Хінтон з 3% лізованої кінської крові МікроСкан, 25 мл, або еквівалент (58641 Бульйон МюллераХінтона для дослідження антимікробної чутливості, живильне середовище IVD (діагностика in vitro)) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись для регідрації планшетів.

Об'єм фасування: 25 мл.

найменування 23 - Сольовий розчин для інокуляції з плуроніком 0,4%, МікроСкан, 6,5 мл, або еквівалент (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись для підготовки інокулята методом первинної інокуляції.
Об'єм фасування: 6,5 мл.

найменування 24 - Комплект МікроСкан РЕНОК для перенесення інокуляту-Р для швидких панелей, або еквівалент (61712 Інокуляція мікробіологічного зразка/пристрій для штрихування IVD (діагностика in vitro)) - 1 пачка.

Спеціальні вимоги:

Призначений для регідратації і інокуляції планшетів.

Об'єм фасування: 240 штук в упаковці.

найменування 25 - Реагент Ерліха МікроСкан, 30 мл, або еквівалент (43720 Реагент індолу/Ковача для мікробіологічного тесту, IVD (діагностика in vitro)) - 2 пачки.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка IND - 1 крапля).

Об'єм фасування: 30 мл.

найменування 26 - Гідроксид натрію 0.05н МікроСкан, 30 мл, або еквівалент (52899 Натрій (Na⁺) IVD (діагностика in vitro), реагент) - 4 пачки.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунки AGL2, BDF, AGAL, NPC, NAG, CELL і NGAL – 1 кр.).

Об'єм фасування: 30 мл.

найменування 27 - Індольний реагент для гемофілів та нейсерій МікроСкан, 30 мл, або еквівалент (43720 Реагент індолу/Ковача для мікробіологічного тесту, IVD (діагностика in vitro)) - 3 пачки.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка IND – 1-2 краплі).

Об'єм фасування: 30 мл.

найменування 28 - Ксилен МікроСкан, 30 мл, або еквівалент (43487 Толуолу розчин, IVD (діагностика in vitro)) - 2 пачки.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка IND - 1 крапля).

Об'єм фасування: 30 мл.

найменування 29 - Середовище живильне для приготування суспензії гемофілів та нейсерій МікроСкан, 1,7 мл, або еквівалент (58567 Живильне середовище для клітинної культури IVD (діагностика in vitro)) - 1 пачка.

Спеціальні вимоги:

Повинен використовуватись для інокуляції планшетів.

Об'єм фасування: 60 x 1,7 мл.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби повинні бути зареєстрованими в Україні. Для підтвердження учасник надає копію декларації про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції з застосування медичних виробів українською мовою.

3. Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше 60 % від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

4. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з дати отримання письмової заявки замовника, але не пізніше 19.12.2025. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

5. Обов'язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за технічними, якісними та кількісними характеристиками, зазначеними в документації. Для підтвердження учасник надає таблицю, з посиланням на сторінку технічної документації виробника, на якій підтверджується значення показника згідно вимог Замовника (інструкції з експлуатації або посібника користувача, або проспекту, або технічного опису, або технічних умов, або іншого технічного документу виробника з перекладом на українську мову).

7. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності) за формою 2.

Форма 2

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

посада уповноваженої особи
учасника

м.п. * підпис

прізвище, ініціали

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом “або еквівалент”.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

1 822 081,72 грн (Один мільйон вісімсот двадцять дві тисячі вісімдесят одна гривня 72 копійки), з ПДВ.

Виконавець:
Головний спеціаліст відділу тендерних
процедур управління економіки

Катерина МІРОШНІЧЕНКО

Начальник відділу тендерних процедур
управління економіки

Лілія БЕДЕНОК

Заступник начальника управління
економіки

Леся ШМУЛЬКО